

Tlakomery pre celú rodinu

jedna manžeta stačí

OMRON M6 Comfort

tlakomer s ľahko pochopiteľnými ikonami

- Jedna manžeta pre normálnu aj silnú pažu
- Najväčší displej na trhu s ikonami pre spoľahlivé hodnoty
- Jednoduché ovládanie
- Zachytenie a indikácia arytmií (nepravidelného pulzu)
- Intellisense technológia inteligentného nafukovania manžety



OMRON M10 IT

dokáže odhaliť vaše zvýšené kardiovaskulárne riziko (rannú hypertenziu)

- Jedna manžeta pre normálnu aj silnú pažu
- Intellisense technológia inteligentného nafukovania manžety
- USB pripojenie k PC
- 84 pamätí pre dvoch užívateľov + hosť
- Jednoduché ovládanie
- Vyhodnotenie rannej hypertenzie
- Zachytenie a indikácia arytmií (nepravidelného pulzu)
- Najväčší displej na trhu



V predaji v zdravotníckych potrebách a lekárňach

Len tu Vám zaškolený personál pomôže s výberom pre Vás vhodného, presného a klinicky overeného tlakomeru. Ide o Vaše zdravie.

Obchodné zastúpenie a servis pre SR:
CELIMED s. r. o., Bratislava, www.celimed.sk
Viac o krvnom tlaku na: <http://www.krvnytlak.sk>

Verzia 09/05



OMRON

Ako si vybrať správny tlakomer



Svetová liga proti hypertenzii odporúča pravidelné meranie krvného tlaku.

Vyberte si tlakomer, ktorý vám najviac vyhovuje

Na trhu sa vyskytuje veľké množstvo meračov krvného tlaku, rôznych značiek, cien i kvality. Pretože sa jedná o lekársky prístroj sledujúci vaše zdravie, je dôležité vybrať si ten správny. Ten, ktorý Vám najviac vyhovuje, na ktorého namerané hodnoty sa budete môcť spoľahnúť a meranie s ním bude príjemné a jednoduché.

1. ZAČNITE MANŽETOU

Manžeta je dôležitá súčasť tlakomeru, jej veľkosť musí zodpovedať obvodu paže. Doteraz bolo nevyhnutné rozhodnúť sa medzi manžetou pre normálnu alebo silnú pažu. Teraz sú na trhu tlakomery OMRON M6 Comfort, i-C10 a M10 s univerzálnou manžetou, ktorá sa dokáže prispôbiť každej paži. Odpadá tak porovnávanie obvodu paže s údajmi na manžete, zdĺhavé skúšanie v predajni, zbytočné reklamácie, a pod.



2. POŽADUJETE VYNIKAJÚCU PRESNOSŤ?

Vďaka metóde Intellisense sú výsledky merania vždy veľmi presné a spoľahlivé. Preto merače krvného tlaku OMRON dosahujú dlhodobu najlepšiu hodnotenie presnosti, napr. tlakomer OMRON M6 a M6 Comfort získal najvyššie hodnotenie A/A prestížneho lekárskeho protokolu BHS.

BHS A/A

3. TRPÍTE ARYTMIAМИ?

Arytmia (nepravidelný pulz) má značný vplyv na presnosť merania. Záleží na jej závažnosti a početnosti. Tlakomery s technológiou Intellisense majú vďaka inteligentnému zrýchlenému vyfukovaniu manžety podstatne skrátený čas na vyhodnotenie, a tým je výrazne zvýšená schopnosť merania pre osoby trpiace arytmiou. Platí: čím kratší čas merania, tým vyššia odolnosť voči arytmiám. V súčasnosti je to jediná dlhodobá prevencia technológia merania krvného tlaku pre ľudí s arytmiami. Výbornú odolnosť voči arytmiám má napr. tlakomer M6 Comfort, i-C10 a M10 IT.



4. MÁTE NIEKEDY VYSOKÝ A NIEKEDY NÍZKY TLAK?

Aj s týmto problémom tzv. variabilitou (premenlivosťou) krvného tlaku si vie technológia Intellisense poradiť. Nafúkne manžetu presne toľko, koľko je treba na presné vyhodnotenie.

Príklad: Žena 30 rokov, aktuálny tlak krvi 110/60 mmHg, Intellisense nafúkne manžetu iba na 140 mmHg, zbytočne neprefukuje. Veľmi príjemné a presné meranie.

Príklad: Muž 56 rokov, aktuálny tlak krvi 190/110 mmHg, Intellisense nafúkne manžetu na 220 mmHg, zbytočne dodatočne neprifukuje. Nafukovanie a vyfukovanie je rýchle, paža nie je zbytočne dlho stláčaná manžetou.



Staršie modely tlakomerov zvyčajne nafukujú na stále rovnakú hodnotu, napr. 180 mmHg. Ak je treba, ešte dodatočne dofúknu, a tým trvá merací cyklus aj dvakrát dlhšie. Rozdiel spoznáte hneď pri prvom meraní.



5. CHCETE MAŤ ISTOTU SPOĽAHLIVÝCH VÝSLEDKOV?

Práve pre vašu istotu sú nové modely tlakomerov OMRON vybavené ľahko pochopiteľnými ikonami na displeji:



Zachytenie a indikácia arytmií (nepravidelného pulzu) – zobrazené sú iba spoľahlivé výsledky.



Vyhodnotenie nevhodného pohybu pri meraní – nevhodný pohyb pri meraní môže mať vplyv na presnosť merania. Ak nie je zobrazený, výsledky sú spoľahlivé.



Vyhodnotenie prekročenia hranice hypertenzie v domácich podmienkach – ďalej už nemusíte namerané hodnoty porovnávať s odporúčanými, všetko si jednoducho prečítate na displeji.



Odhalenie zvýšeného kardiovaskulárneho rizika (rannej hypertenzie). Práve ranný vzostup krvného tlaku najviac súvisí s počtom infarktů a mozgových príhod. Ranné merania majú omnoho vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako náhodné merania v priebehu dňa. Merače krvného tlaku OMRON M10 IT, i-C10, i-Q132 a i-Q142 dokážu tento ranný vzostup tlaku krvi správne vyhodnotiť a určiť vaše zvýšené kardiovaskulárne riziko (rannú hypertenziu).

6. CHCETE NAMERANÉ HODNOTY SLEDOVAŤ DLHODOBO?



Aj na túto požiadavku sa pamätá. Tlakomery OMRON M10 IT, MIT Elite Plus, i-Q142, R7 sa dajú pripojiť USB káblom k vášmu PC. Namerané hodnoty tak môžete uchovávať, vyhodnocovať, triediť, zosťavovať si grafy a tlačiť, alebo elektronicky odoslať svojmu lekárovi.

OMRON

najširší sortiment tlakomerov v SR
viac info na www.krvnytlak.sk
alebo v letáku „Merače krvného tlaku“